

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer  
A kiállítás kelte: 2005-01-25

### 1. A készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer

**Gyártó cég neve:** Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt.  
Cím: 6725 Szeged Kenyérgyári út 5.  
Telefon: 62/592-100  
Telefon/fax: 62/592-167

**Forgalmazó cég neve:** Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt.  
Cím: 6725 Szeged Kenyérgyári út 5.  
Telefon: 62/592-100  
Telefon/fax: 62/592-167

#### Sürgősségi telefon:

OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyváradi tér 2.) 06-80/201-199  
06-1/476-6400  
06-1/476-6464

### 2. Összetétel / információ az alkotó anyagokról

Kémiai név	konc. %	CAS-szám	veszélyjel	R-mondat	S-mondat
1. Etil-alkohol	73,00	64-17-5	F	11	7-16
2. 2-hidroxi-bifenil	<0,30	90-43-7	Xi, N	36/37/38-50	22-61
3. Kvaterner ammónium vegyület(50%)	<0,30	68391-01-5 63449-41-2	C	20/21/22-34	36/37/39- 45

### 3. Veszélyesség szerinti besorolás

veszélyjel: F (tűzveszélyes)

veszélyszimbólum: tűzveszélyes anyag piktogramja (lángnyelv)

A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R - mondat:

R 11: Tűzveszélyes

### 4. Elsősegélynyújtás

**Belégzés esetén:** A sérültet friss levegőre kell vinni.

**Szembe jutás esetén:** Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni, folyó vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Steril kötés felhelyezése után a sérültet azonnal szakorvoshoz kell vinni.

**Lenyelés esetén:** A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni, és ha szükséges a beteget orvosi ellátásban kell részesíteni.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer

A kiállítás kelte: 2005-01-25

### 5. Tűzveszélyesség

A termék „Tűz és robbanásveszélyes” („B” tűzveszélyességi osztály)

Megfelelő tűzoltószerek: alkoholálló hab, szén-dioxidos oltókészülék, száraz por.

### 6. Óvintézkedés baleset esetén

#### **Személyekre vonatkozó óvintézkedések:**

*Légzésvédelem:* egyéni légzésvédő álarc

*Szemvédelem:* védőszemüveg

Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe és nyálkahártyára jutását.

Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Nyílt lángot, gyújtóforrást meg kell szüntetni.

#### **Környezetre vonatkozó óvintézkedések:**

*Környezetvédelem:*

A készítményt talajba, élővízcsatornába juttatni nem szabad.

#### **Szennyezés-mentesítés módszerei:**

*Kiömlés esetén:*

Mechanikusan felszedni, majd a maradékot sok vízzel leöblíteni.

### 7. Kezelés és tárolás

**Kezelés:** Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol kell tartani. Használat közben tilos a dohányzás.

**Tárolás:** Eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve. Eltarthatóság 3 év.

Gyerekek kezébe nem kerülhet

Szállításra, tárolásra a nemzetközileg elfogadott szabályok és az illetékes, országos hatóságok előírásai vonatkoznak.

### 8. Az egészséget nem veszélyeztető használat feltételei

A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait. Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény tűzveszélyességére.

Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne kerüljön.

Nyílt láng vagy gyújtóforrás közelében a termék nem használható. Munka közben dohányozni, enni, inni nem szabad.

A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hideg-meleg folyóvízes tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.

A termék nem alkalmazható nyálkahártya fertőtlenítésére.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer

A kiállítás kelte: 2005-01-25

### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: folyadék

Szag: parfümös, enyhe alkoholos

Szín: narancssárga

pH (hígítás nélkül, 20 °C): 6-6,5

pH (10%-os vizes oldat): 5-6

Sűrűség (g/cm<sup>3</sup>): 0,865-0,875

Törésmutató: 1,360-1,370

Lobbanáspont: 21-23 °C

### 10. Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási körülmények között és rendeltetésszerű használat esetén stabil. (Lásd 7. pont)

Nyílt láng, gyújtóforrás a készítmény használata során kerülendő.

### 11. Toxikológiai adatok

Toxicitás: A készítmény nem toxikus.

Irritáció: A készítmény szem és nyálkahártya irritációt okozhat

Szenzibilizáló hatás: Rendeltetés szerű használat során a készítmény nem okoz túlérzékenységet.

### 12. Ökotoxicitás

Adatok nem ismertek.

### 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető, speciális követelmények nincsenek.

Tilos a terméket és annak maradványait talajba, élővízbe és hígítás ill. kezelés nélkül közcsatornába juttatni.

### 14. Szállításra vonatkozó előírások

A 28/2002.(XII.9.) GKM rendelet, illetve az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM rendelet alapján:

ADR besorolás:

UN szám: 1170

Osztály: 3

Csomagolási csoport: II

Szállítási kategória: 2

Veszélyességi bárca: 3

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer

A kiállítás kelte: 2005-01-25

### 15.Szabályozási információk

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:

2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes szabályairól

25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról

16/2001.(VII.18.)KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról, valamint az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM rendelet

A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk: lásd 16. pont.

### 16.Egyéb

A termék bejelentési száma: OKBI/1872/2002

veszélyjele: F (tűzveszélyes)

A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:

R11: Tűzveszélyes

A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S14: Élelmiszertől távol tartandó.

S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.

S25: Kerülni kell a szembe jutást.

S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S50: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.


S3/9/14: Hűvös, jól szellőztethető helyen nyílt lángtól és gyújtóforrástól távol tartandó.

A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.


A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak

A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából írja le.

*Megjegyzés: változás az előző (2004.02.09.) adatlaphoz képest: 1., 2., 15., 16. pont.*

  
László Jenő  
Marketing igazgató

  
PH  
FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Rt.  
6725 Szeged, Kenyérgyári út 5.  
Telefon: 62/473-522. Fax: 62/469-365  
KB Rt: 10402805-28024613-00000000  
33

  
Glózikné Egedi Ilona  
Fejlesztési főosztályvezető