

Biztonsági adatlap

91/155/EWG szerint

Kibocsátás dátuma: 29.03.2007

Az átdolgozás kelte 29.03.2007



1 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

- A termékkel kapcsolatos anyagok
- Kereskedelmi megnevezés: **Cutasept® F**
- SAP-Code: HU R10019
- Hungary .
- Anyag/készítmény használata Bőrfertőtlenítőszer
- Gyártó/szállító:
BODE Chemie GmbH & Co. KG
Melanchthonstraße 27
D-22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60
- Szükség esetén nyújtott információ:
Health Toxicological Information Service
(a department of the NATIONAL INSTITUTE of CHEMICAL SAFETY)
24h-tel: 06-80-20-11-99

2 Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

- Kémiai jellemzés
- Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· Veszélyes alkotórészek:

CAS: 67-63-0	Propán-2-ol (6)	 Xi,  F; R 11-36-67	50-65%
EINECS: 200-661-7			

- További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

3 Veszélyesség szerinti besorolás

- A veszély megjelölése:



Xi Irritativ

- Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
R 10 Kis mértékben tűzveszélyes.
R 36 Szemizgató hatású.
R 67 A gőzök belélegzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Osztályozási rendszer:

Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

4 Elsősegélynyújtás

- Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről.
- A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.
- Lenyelés után: Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.

5 Tűzvédelmi intézkedések

- Megfelelő tűzoltószerek:
CO₂, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzekeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló porral oltjuk.

(folytatása 2 oldalon)

Biztonsági adatlap

91/155/EWG szerint

Kibocsátás dátuma: 29.03.2007

Az átdolgozás kelte 29.03.2007

Kereskedelmi megnevezés: Cutasept® F

(folytatása 1 oldalon.)

- **Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

6 Intézkedések a véletlenszerű expozíciónál

- **Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:**
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
Tartsuk távol a tűzforrásokat.
- **Környezetvédelmi intézkedések:** Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
- **Tisztítási/eltávolítási eljárások:**
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

7 Kezelés és tárolás

- **Kezelés:**
- **Információk a biztonságos kezeléshez:**
Szakszerű alkalmazás mellett különleges intézkedések nem szükségesek.
Hő és közvetlen napsugárzás ellen védjük.
- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:**
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
- **Raktározás:**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:** Csak eredeti hordóban tároljuk.
- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Az edényeket jól lezárt állapotban tartjuk.

8 Expozíció ellenőrzések/személyi védelem

- **Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

- **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**

67-63-0 Propán-2-ol (6)

TLV () Rövid ideig tartó adat: 2000 mg/m³Hosszú ideig tartó adat: 500 mg/m³

- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

- **Személyes védőfelszerelés:**
- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
- **Légzésvédelem:** Megfelelő helyiség szellőzés esetén nem szükséges.
- **Szemvédelem:** Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **Általános adatok**

Forma: folyékony
Szín: színtelen
Szag: kellemes

- **Állapotváltozás**

Olvaspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány: nincs meghatározva

- **Robbanáspont:** 21°C

(folytatása 3 oldalon)

Biztonsági adatlap

91/155/EWG szerint

Kibocsátás dátuma: 29.03.2007

Az átdolgozás kelte 29.03.2007

Kereskedelmi megnevezés: Cutasept® F

(folytatása 2 oldalon.)

- | | |
|--|--|
| · Öngyulladás: | az anyag magától nem gyullad |
| · Robbanásveszély: | az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése lehetséges |
| · Gőznyomás 50°C-nál: | 16 kPa (analog EN 12) |
| · Sűrűség 20°C-nál: | 0,88 g/cm ³ |
| · Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: | |
| Víz: | teljes mértékben keverhető |

10 Stabilitás és reakciókészség

- **Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **Veszélyes reakciók:** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai adatok

- **Akut toxicitás:**

- **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**

Cutasept F (berechnet)

Szájon át LD50 13904 mg/kg (Ratte/rat/krysa)

- **Primer ingerhatás:**

- **A bőrön:** Nem fejt ki ingerlő hatást.
- **A szemben:** Ingerlő hatás.
- **Érzékenyítés:** Szenzibilizáció (nem ismeretes).
- **További toxikológiai információk:**

Irritatív

Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár:

12 Ökológiai adatok

- **Adatok az eliminációhoz (makacsság és leépíthetőség):**
- **Egyéb információk:** A termék biológiailag könnyen lebontható.
- **További ökológiai információk:** -

13 Hulladékkezelési szempontok

- **Termék:**
- **Ajánlás:**
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
A hatósági előírások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó.
- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:**
A szennyezett csomagolásokat optimális módon ürítsük ki és ezután ezeket megfelelő tisztítás után ismét fel lehet dolgozni.
- **Ajánlott tisztítószer:** Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

(folytatása 4 oldalon)

Biztonsági adatlap 91/155/EWG szerint

Kibocsátás dátuma: 29.03.2007

Az átdolgozás kelte 29.03.2007

Kereskedelmi megnevezés: Cutasept® F

(folytatása 3 oldalon.)

14 Szállításra vonatkozó előírások

· ADR/RID és GGVS/GGVE szerinti közúti szállítás (határátlépéssel/belföldön):



· ADR/RID-GGVS/E osztály: 3 (F1) Gyúlékony folyékony anyagok
 · Kemler-szám: 33
 · UN-szám: 1219
 · Csomagolási csoport: II
 · Az áru megjelölése: 1219 ISOPROPANOL SOLUTION

· Tengeri szállítás IMDG/GGVSee:



· IMDG/GGVSee-osztály 3
 · UN-szám: 1219
 · Label 3
 · Csomagolási csoport: II
 · EMS-szám: F-E,S-D
 · Marine pollutant: -
 · Helyes műszaki megnevezés: ISOPROPANOL SOLUTION
 · Megjegyzések: (contains Isopropanol)

· Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR:



· ICAO/IATA-osztály: 3
 · UN/ID szám: 1219
 · Label 3
 · Csomagolási csoport: II
 · Helyes műszaki megnevezés: ISOPROPANOL SOLUTION
 · Megjegyzések: (contains Isopropanol)

15 Szabályozási információk

· EGK irányelvek szerinti jelölés:

A termék, mint drug / kozmetikai cikk, nem képezi tárgyát a ChemG és GEfStoffV rendelkezéseinek. Az egyéb biztonsági rendszabályokat azonban figyelembe kell venni.

· A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:



Xi Irritativ

· R-anyagok:

10 Kis mértékben tűzveszélyes.
 36 Szemizgató hatású.
 67 A gőzök belégzése álmooságot vagy szédülést okozhat.

· S-anyagok:

2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

(folytatása 5 oldalon)

Biztonsági adatlap
91/155/EWG szerint

Kibocsátás dátuma: 29.03.2007

Az átdolgozás kelte 29.03.2007

Kereskedelmi megnevezés: Cutasept® F

(folytatása 4 oldalon.)

*26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.**46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.***16 Egyéb információk***Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.***· Lényeges R-mondatok***11 Tűzveszélyes.**36 Szemizgató hatású.**67 A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.***· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**

H