

# Compact525

Oxigénkoncentrátor - 5 literes



# Compact525

A DeVilbiss Healthcare számára kiemelkedően fontos a lehető legjobb minőségű termék előállítása. A legújabb Compact 525 típusú oxigénkoncentrátor kialakítása és működése a páciens magas minőségi és a szolgáltatóval szembeni költségelvárásoknak igyekszik megfelelni.

Minőségi céljainkkal összhangban új gyártási folyamatokat és innovatív termelési technológiákat vezettünk be. Az legújabb fekete Compact 525-ös készülék ismét Pennsylvániában, az oxigénterápiás eszközök gyártására kijelölt üzemünkben történik, amely lehetővé teszi a kontrollált, megbízható, jó minőségű, környezetbarát oxigénkoncentrátor gyártását.

A legújabb Compact 525-os készülék a teljes tartományban magas oxigénkoncentrációt előállító 5 liter/perc teljesít-

teljesítményének, valamint a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően csökkentett zajszintje és energiafelhasználása növeli a páciens komfortérzetét, mérsékli a kiadásait.

## További tulajdonságok

Működési zajszint csökkentése – a leghalkabb koncentrátorrá vált

A készülék front oldalán található címke könnyen értelmezhető piktogramokkal

Új fekete szín

Alacsony szervizköltségek, felhasználóbarát karbantartás

Kétrészes készülékház

3 éves garancia (további egy év a szokásos 2éves garanciával szemben)

Páciens biztonságát szolgáló kialakítások

OSD® szenzor az oxigénszint folyamatos ellenőrzéséhez

Fény- és hangjelzés alacsony oxigénszint, áramkimaradás, nyomásesés, szervizigény esetén

Oxigén kimeneteli nyílásba beépített tűzvédelmi adapter

Környezetbarát megoldások

Intelligens áramfelhasználás (Turn-Down Technológia) rendszerrel: 2.5 liter/perc áramlási sebesség mellett kisebb energia felvétel

Kisebbs csomagolási terjedelem: a felhasznált anyagok és keletkezett hulladékok csökkentésével – a készülék védelmére fordított figyelem nélkül – mérsékelhetők a szállítási költségek és az emisszió.



## MŰSZAKI ADATOK

Méret (M x Sz x MD)  
62.2 x 34.2 x 30.4 cm

Súly  
16.3 kg

Áramlás  
0.5 to 5 l / perc

Oxigénkoncentráció  
Koncentráció 0.5 - 5 l / perc  
93% ± 3%

Hálózati igény  
230 V, 50/60 Hz

Energiafelhasználás  
kb. 290 Watt at 2 l/perc  
kb. 312 Watt at 5 l/perc

Biztonságtechnikai besorolás  
II Osztály B típus



Compact 525



Homlokzati címke a párasító könnyen értelmezhető piktogramjával



Párasító



Gyermek áramlásmérő

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

DeVilbiss Healthcare Ltd.  
Unit 3, Bloomfield Park, Bloomfield  
Road  
Tipton, West Midlands DY4 9AP  
United Kingdom  
Phone + 44 (0) 121 521 3140  
Fax+ 44 (0) 121 521 3141  
www.devilbisshc.com

Forgalmazó/szolgáltató

MEDIGOR BT  
H-8200 Veszprém, Bezerédi u. 2.  
Telefon: +36 88/412-186 30/906-1006  
Fax: +36 88/412-186 www.gyogyaszati.hu