

# MEDIGOR

www.gyogyszati.hu

## JOYSTIKOS elektromos székek

### ENERGY kód: U00019781

- kis súly: 56 kg
- terhelhetőség: 135 kg
- választható beülőszelesség: 41,46,51,56 cm
- 6,5 km/h max sebesség
- főként beltéri használatra és fedett zár helyekre
- 320W motor teljesítmény
- 25 km megtétele egy töltésre
- teljes szélesség: 61/66/71 cm

Színválaszték:



Egyedi igény szerint 180 kg-ig terhelhető változat is rendelhető 56 cm beülő szélességgel.



### ENERGY+ kód: PCP18

- kis súly: 60 kg
- beülőszelesség: 46 cm
- 6,5 km/h max sebesség
- főként beltéri használatra és fedett zár helyekre
- 320W motor teljesítmény
- 25 km megtétele egy töltésre
- teljes szélesség: 66 cm

Egyedi jellemzője: kihúzható akkumulátor tálca, így a szétszerelés és összecukás könnyen kivitelezhető.



### COBALT kód: U00019791 ultra fordulékony

- kis súly: 55 kg
- terhelhetőség: 113 kg
- beülőszelesség: 46 cm
- 6,4 km/h max sebesség
- szélessége 61 cm
- 12,8 km megtétele egy töltésre
- hossz: 98 cm
- szétszedhető 3 részre

### GEO MICRO kód: U00008688

#### Kompakt és szétszerelhető

- kis súly: 46 kg
- terhelhetőség: 115 kg
- beülőszelesség: 46 cm
- 5,6 km/h max sebesség
- 320W motor teljesítmény
- 10 km megtétele egy töltésre
- hossz: 85 cm
- szétszedhető 4 részre



### SUNFIRE PLUS GT kód: PCMM007

#### Robosztus kivitel

- súly: 96 kg
- terhelhetőség: 136 kg
- beülőszelesség: 46 cm
- 6,5 km/h max sebesség
- 350W motor teljesítmény
- 32 km megtétele egy töltésre
- hossz: 104 cm
- kényelmes kapitány ülés fejtámasszal

### IMAGE EC kód: U00008690

#### Kis helyigény menővezérelés

- súly: 87 kg
- terhelhetőség: 136 kg
- beülőszelesség: 46 cm
- 6,5 km/h max sebesség
- 200W motor teljesítmény
- 32 km megtétele egy töltésre
- hossz: 106 cm
- kényelmes kapitány ülés fejtámasszal
- folyamatos használatra alkalmas



### SUNFIRE GENERAL kód: PCMM512

#### Dönthető ülés, nagy

#### teherbírás

- súly: 100 kg
- terhelhetőség: 180 kg
- beülőszelesség: 51 cm
- 5,6 km/h max sebesség
- 450W motor teljesítmény
- 32 km megtétele egy töltésre
- hossz: 103 cm
- szélesség: 64 cm
- háttámla magassága 50 cm



### SEREN kód: U00008689

#### Ultramenővezérelhető, bel

#### és kültérre is

- súly: 80 kg
- terhelhetőség: 135 kg
- beülőszelesség: 41/46 cm
- 6,4 km/h max sebesség
- 420W motor teljesítmény
- 32 km megtétele egy töltésre
- hossz: 100 cm
- szélesség: 64 cm
- háttámla magassága 43/46/48/51 cm

### MULTEGO kód: U00019778

#### Állítható háttámla

#### magasság és feszesség

- súly: 74 kg
- terhelhetőség: 135 kg
- beülőszelesség: 41/46 cm
- 6,4 km/h max sebesség
- 420W motor teljesítmény
- 25 km megtétele egy töltésre
- hossz: 104 cm
- szélesség: 58 cm
- háttámla magassága 41-51 cm

