

Betegemelők és felállító emelők



www.rebotec.co.uk

Arnold 125

Betegemelő

Felszereltség:


- elektromos emelőkar
- 24 V-os motor / száraz akkumulátor
- vezetékes távirányító
- vészleállító
- vészleengedés
- padlószintig leengedhető
- alacsony kialakítású alapváz
= jól alátolható
- az alváz pedállal
szélesíthető
- forgó kerekek, a hátsók fékeezhetők
- néhány perc alatt összeszerelhető
- 125 kg testsúlyig engedélyezett

cikkszám: 310.00.10



cikkszám: 310.00.10

Típus:	Arnold 125
max. testsúly:	125 kg
emelési mag. (min.):	62 cm
emelési mag. (max.):	156 cm
alátolási magasság:	13 cm
saját tömeg:	38 kg
cikkszám:	310.00.10



Arnold 150

Betegemelő



cikkszám: 320.00.10

Felszereltség:

- elektromos emelőkar
- 24 V-os motor / száraz akkumulátor
- vezetékes távirányító
- vészleállító
- vészleengedés
- padlószintig leengedhető
- alacsony kialakítású alapváz = jól alátolható
- az alváz pedállal szélesíthető
- forgó kerekek, a hátsók fékeezhetők
- néhány perc alatt összeszerelhető
- 150 kg testsúlyig engedélyezett

cikkszám: 320.00.10

Arnold 150 PW600 mérleggel

szettben

cikkszám: 320.06.10


Tartozékok:

Négypontos hevedertartó, széles Arnold 150-hez

- 56 cm x 33 cm x 14,5 cm
- cikkszám: 420.10.42



cikkszám: 420.10.42



Típus:	Arnold 150
max. testsúly:	150 kg
emelési mag. (min.):	55 cm
emelési mag. (max.):	174 cm
alátolási magasság:	13 cm
saját tömeg:	43 kg
cikkszám:	320.00.10

James 150

Felállító emelő



cikkszám: 320.02.10


James 150 felszereltsége:

- elektromos emelőkar
- 24 V-os motor / száraz akkumulátor
- vezetékes távirányító
- vészleállító
- mechanikus vészleengedés
- nagyon alacsony kialakítású alapváz
= nagyon jól alátolható
- az alváz pedállal szélesíthető
- forgó kerekek, a hátsók fékezhetők
- 150 kg testsúlyig engedélyezett

cikkszám: 320.02.10

Tartozékok:

- Vádlipánt tépőzáras rögzítéssel
cikkszám: 321.90.02
- Oldalsó kapaszkodó
cikkszám: 320.60



Típus:	James 150
max. testsúly:	150 kg
emelési mag. (min.):	84 cm
emelési mag. (max.):	150 cm
alátolási magasság:	13 cm
saját tömeg:	53 kg
cikkszám:	320.02.10




Betegemelőkhöz

1. Univerzális heveder:

- magas háttámla, kivehető PE-merevítő
- párnázott lábrészek
- vízálló, mosható
- 250 kg testsúlyig engedélyezett

S méret	cikkszám: 321.10.10
M/L méret	cikkszám: 321.10.20
XL/XXL méret	cikkszám: 321.10.30



2. Univerzális heveder fejtámasszal

- 300 kg testsúlyig engedélyezett

M/L méret	cikkszám: 321.40.20
-----------	---------------------

Tartozékok

3.

3. Bariátriás heveder

- 300 kg testsúlyig engedélyezett

XL méret

cikkszám: 321.40.40



4.

4. Toaletti heveder

- 250 kg testsúlyig engedélyezett

cikkszám: 321.50.00



5.



5. Toalett heveder tépőzárral

- 250 kg testsúlyig engedélyezett

M méret	cikkszám: 321.50.20
L méret	cikkszám: 321.50.25
XL méret	cikkszám: 321.50.30

6.



6. Háló- / fürdetőheveder

- magas háttámla, kivehető PE-merevítő
- párnázott lábrészek
- vízáteresztő hálószerkezet, mosható
- 250 kg testsúlyig engedélyezett

S méret	cikkszám: 321.20.10
M/L méret	cikkszám: 321.20.20
XL/XXL méret	cikkszám: 321.20.30

Tartozékok

7. Fekvő heveder fejtámasszal

- külön lábhevederek
- 250 kg testsúlyig engedélyezett

cikkszám: 321.60.20

**Mindkét hevederhez a széles
négypontos hevedertartót ajánljuk:
56 x 33 x 14,5 cm.**

7.



8. Fekvő heveder

- teljesen vízszintes
- 250 kg testsúlyig engedélyezett

cikkszám: 321.60.30

8.



9. Négypontos hevedertartó, széles

- 56 x 33 x 14,5 cm

Arnold 125/150-hez
cikkszám: 420.10.42

Arnold 250-hez
cikkszám: 433.10.42

9.



10.



10. PW 600 mérleg

III. pontossági osztály

- 2017/745 EU (MDR)

- Kockázati osztály: I m

- 2014/31 EU

- hevedertartóval együtt
- hagyományos elemekkel működik (6×AAA)
- mérési pontosság (e = 100 gramm)

Arnold 125/150-hez

- 150 kg testsúlyig

cikkszám: 420.06.00

Arnold 250-hez

- 250 kg testsúlyig

cikkszám: 420.06.01

11.



Felállító emelőkhöz

11. Hátheveder tépőzárral

- 250 kg testsúlyig engedélyezett

M/L méret cikkszám: 321.70.20

XL méret cikkszám: 321.70.30

XXL méret cikkszám: 321.70.40

12.



12. Vádlipánt tépőzárral

James 150-hez

cikkszám: 321.90.02