

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



**etac**<sup>®</sup>

# Etac Swift Mobil-2

Mobil zuhanyzó komódszékek

# Bemutatjuk a Swift Mobil-2 családot

A Swift Mobil-2 zuhanyzó komódszékek könnyen manőverezhetők, és egyszerűsítik a beteg átvitelét, valamint a fürdőszobába és a fürdőszobából való szállítást. Úgy tervezték őket, hogy megkönnyítsék az őket használók életét. Megértjük, mi fontos az ápolók és a felhasználók számára, mert megkérdezzük. Ügyfeleinket meghallgatva megértjük az olyan dolgok fontosságát, mint a könnyű hozzáférés, az alkalmazkodóképesség, a méltóság és a kényelem.



A Swift Mobil-2 termékcsaládra 5 év garancia és 10 év élettartam vonatkozik.

## Megkönnyíti a hozzáférést

Az ápolók többsége úgy nyilatkozott, hogy a hozzáférés hiánya kihívást jelent a személyes gondozási rutinok során, és gyakran kényszerít feszített munkahelyi helyzetekre. A hozzáférés megkönnyítése érdekében a Swift Mobil-2 ülésnek van egy hátsó nyílása és mindkét oldalán szabad hely. Ez a látszólag apró módosítás segít abban, hogy a személyes higiéniai rutinok gyorsabbá és méltóságteljesebbé váljanak a felhasználók és a gondozók számára egyaránt.

## A termék rugalmassága és kényelme

Az összes Swift Mobil-2 modell 160 kg-os maximális felhasználói tömeggel rendelkezik, és könnyen igazítható kisebb vagy nagyobb, különböző állapotú és igényű felhasználókhoz. A székek sokféleképpen állíthatóak, és a kényelmet és a stabilitást fokozó tartozékok széles választéka áll rendelkezésre. Néhány apró beállítás elvégzése nagy változást jelenthet a felhasználó biztonsága és jólléte, valamint a gondozó munkakörülményei szempontjából.

# Fedezze fel az előnyöket

Funkcionális és rugalmas mobil zuhanyzószékeket kínál, amelyeket úgy terveztek, hogy megkönnyítsék a személyi ápolási tevékenységeket mind a gondozó, mind a felhasználó számára. A Swift Mobil-2 három különböző modellben kapható; egy standard zuhanyzószék, egy helyben dönthető modell és egy 24"-os önjáró modell.

## Többszörösen állítható

**fejtámasz** A maximális kényelem és rugalmasság biztosítására tervezték, és a következők szerint állítható be a különböző felhasználói igényeknek megfelelően.

## Kényelmes háttámasz

Állítható és gyorsan száradó. Stabil illeszkedés dupla rögzítőelemekkel a tolóúdkörül.

## Kényelmes hozzáférés

Hátsó nyílással ellátott ülés, elülső mélyedés és szabad hely mindkét oldalon.

## Állítható magasság

Könnyen, szerszámok használata nélkül beállítható a különböző rögzített ülésmagasságokhoz.



Swift Mobil-2



Swift Mobil 24''-2

## Rugalmas kartámasz

Állítható magasságban vagy szélességben.

## "Etac Easy-Clean"

Kifejezetten az Etac számára kifejlesztett egyedi felület, amely egy tökéletes egyensúlyt biztosít sűrűlódás és tisztaság között, csúszásmentes és higiénikus!

## Ergonomikus lábtámasz

A finoman ívelt lábtámaszok biztosítják a lábfej és a boltozat alátámasztását, így biztosítva a kényelmet, a stabilitást és a pihenést.



Swift Mobil Tiit-2

# Swift Mobil-2

A Swift Mobil-2 egy rugalmas, kísérő által meghajtott zuhanyzószék, amely kivételes hozzáférést biztosít az ápolóknak a személyes ápolási feladatok elvégzéséhez. Könnyen manőverezhető, és számos különböző felhasználói igényhez igazítható.

## Egyedi ülés

Az ülés hátul nyílik, így az ápoló könnyen hozzáférhet, amikor a felhasználónak segít a személyes ápolási feladatok elvégzésében. Ezenkívül az ülés felületén található "Etac Easy Clean" súrlódási minta egyedülálló az Etac számára, és tökéletes egyensúlyt biztosít a súrlódás és a tisztaság között.

## Kényelmes megkönnyebbülés

Az érzékeny felhasználók számára extra puha ülőpárnák állnak rendelkezésre, amelyek egyszerre nyújtanak támogatást és kényelmes megkönnyebbülést. A puha és gyorsan száradó háttámlák és az ívelt lábtámaszok tovább növelik a felhasználó kényelmét.

## Rendkívül alkalmazkodóképes

A Swift Mobil-2 alapfelszereltségként 160 kg-os maximális felhasználói súlyt biztosít, és a magassága a következő értékek között állítható

45-60 cm között. A kartámaszok magassága és szélessége mindkét irányban 6 cm-rel állítható. Az elfordítható lábtámaszok magassága állítható, és rövidebb változatban is kaphatók, pl. magasabb, puha ülések használata esetén.



## Konfigurációs lehetőségek

A nagyobb testű felhasználók számára szélesebb hátkerettel rendelkező konfigurációk is rendelkezésre állnak, amelyek a kartámaszok között 6 cm-rel nagyobb távolságot biztosítanak. Ezek a modellek a lábtámaszok közötti 12 cm-es szélességgel is rendelkeznek, a szélesítő adaptereknek köszönhetően. Az XL-hátkeret és a lábtartó adapterek tartozékként kaphatók más Swift Mobil változatokhoz.

A Swift Mobil-2 függőleges háttámla-konfigurációt is kínál, amely a függőleges fejtámlával kombinálva lehetővé teszi, hogy a szék 7 cm-rel közelebb kerüljön a falhoz, így jobban illeszkedik a falra szerelt WC-k fölé.

### Swift Mobil-2

	Tételszám.
Swift Mobil-2, részben összeszerelve	80229400
Swift Mobil-2, összeszerelve	80229401
Swift Mobil-2, serpenyőtartóval	80229406
Swift Mobil-2 XL, részben összeszerelve XL háttámlával	80229467
Swift Mobil-2 XL, részben összeszerelve, serpenyőtartóval és serpenyővel	80229483
Swift Mobil-2, részben összeszerelve, serpenyőtartóval és függő háttámlával	80229490

Alapfelszereltség: háttámla, ülés, kartámasz, lábtámasz és 4 zárható görgő.

### Súly

16,6 kg

### Méretek

Teljes szélesség: 58/64 cm. Szélesség a kartámaszok között: 42/48/54 cm.

Teljes szélesség XL: 61/64/70 cm. Szélesség a kartámaszok között: 48/54/60 cm.

### Anyagok

Alváz: porszórta festett acél  
 Ülész/kartámasz: polipropilén  
 Háttámasz: poliészter/kapocs és hurkapánt  
 Lábtartó: polipropilén  
 Görgők: poliamid/TPE, zárható, golyócsapágyazott



Kézi tisztítás: Tisztítsa a terméket oldószermentes tisztítószerekkel, amelyek pH-szintje 6-9 között van, vagy 70%-os fertőtlenítő oldattal.

Gépi tisztítás: A termék tisztítható szekrényes mosó- és fertőtlenítógépben max. 85 °C-on 3 percig.

A felhasználó maximális súlya: 160 kg / 353 font.

## Jellemzők



### Hátsó nyílású ülés

Könnyű hozzáférést biztosít az ápolóknak és kényelmet a felhasználóknak. A kifejezetten az Etac számára kifejlesztett egyedi felület tökéletes egyensúlyt biztosít a súrlódás és a tisztaság között, csúszásmentes és higiénikus!



### Állítható kartámasz alapfelszereltségként

Könnyen igazítható a különböző felhasználói igényekhez. Magasságban és szélességben is állítható, +/- 6 cm mindkét irányban.



### Állítható háttámla

Könnyen beállítható a testtartáshoz, a testalkathoz és a maximális kényelemhez. Két rögzítőelemmel szerelve a tolórudak körül. Puha és gyorsan száradó anyag.



### Ergonomikus lábtámasz

Az ívelt lábtámaszok biztosítják a lábfej és a boltozat alátámasztását, biztosítva a kényelmet, a stabilitást és a pihenést.



# Swift Mobil Tilt-2

A Swift Mobil Tilt-2-t a gondozó és a felhasználó igényeit egyaránt szem előtt tartva tervezték. Megbirkózik a gondozók mindennapi munkája során felmerülő számos kihívással, és biztosítja a felhasználók számára a biztonságérzethez szükséges kényelmet és biztonságot.

## Egyedülálló térbeni dőlés funkció

A Swift Mobil Tilt-2, egyedülálló billenő funkcióval rendelkezik, amely fokozott biztonságot nyújt a felhasználónak és ergonomikus munkapozíciót a gondozónak. A -5°-tól 35°-ig terjedő dőlésszögű funkció a szék mindkét oldaláról működtethető. Ez lehetővé teszi, hogy a gondozó megnyugtassa a felhasználót billenés közben.

## Könnyű hozzáférés és kényelem

Az ülőrész körüli könnyű hozzáféréssel a gondozó számára könnyebbé válik a személyes ápolási rutin, és a felhasználó számára méltóságteljesen végezhető. Az érzékeny felhasználók számára extra puha üléspárnák állnak rendelkezésre. A puha és

A Swift Mobil-2 gyorsan száradó háttámlája és ívelt lábtámlája növeli a felhasználói kényelmet.

## Sok felhasználónak megfelel

A zuhanyzó komódszék számos felhasználói igényhez és mérethez igazítható. Alapfelszereltségként 160 kg-os maximális felhasználói tömeggel és az ülés és a padló közötti magassággal rendelkezik. állítható (50-65 cm). A kartámasz magasságában vagy szélességében állítható, a magasságban állítható, elfordítható lábtámasz pedig rövidebb változatban is kapható.

## Swift Mobil Tilt-2 XL

A nagyobb felhasználók számára készült modellek a lábtartók között további 12 cm-es távolsággal, a kartámaszok között pedig további 6 cm-es távolságot biztosító szélesebb hátkerettel kaphatók.



### Swift Mobil Tilt-2

### Cikkszám: Tilt Tilt Tilt (Tilt Tilt Tilt)

### Anyagok

Swift Mobil Tilt-2, összeszerelve	80229410
Swift Mobil Tilt-2, vödörös tartóval	80229411
Swift Mobil Tilt-2, tálc tartóval	80229412
Swift Mobil Tilt-2, serpenyőtartóval és serpenyővel	80229415
Swift Mobil Tilt-2 XL vissza	80229480
Swift Mobil Tilt-2 XL háttámla, összeszerelve, serpenyőtartóval együtt	80229481
Swift Mobil Tilt-2 XL háttámla, vödörös tartóval összeszerelve	80229485

Alváz: porszórítan festett acél  
 Ülész/kartámasz : polipropilén  
 Háttámasz: poliészter/horoggal rögzíthető  
 Lábtartó: polipropilén  
 Görgők: poliamid/TPE, zárható, golyócsapágyazott

Alapfelszereltség: fejtámla, háttámla, ülés, kartámasz, lábtámasz és 4 zárható görgő.

#### Súly

20,4 kg

#### Méret

Teljes szélesség: 58/64 cm. Szélesség a kartámaszok között: 42/48/54 cm  
 Teljes szélesség XL: 61/64/70 cm. Szélesség a kartámaszok között: 48/54/60 cm.



Kézi tisztítás: A terméket 6-9 közötti pH-szintű, oldószermentes tisztítószerrel vagy 70%-os fertőtlenítő oldattal tisztítsa meg.

Gépi tisztítás: A termék tisztítható szekrénymosó- és fertőtlenítőgépekben max. 85 °C / 185 °F hőmérsékleten 3 perccig.

A felhasználó maximális súlya: 160 kg / 353 font.

## Jellemzők




### Hátsó nyílású ülés

Könnyű hozzáférést biztosít az ápolónak és kényelmet a felhasználónak. Az egyedülálló felületet kifejezetten az Etac számára fejlesztették ki, és tökéletes egyensúlyt biztosít a súrlódás és a tisztaság között, csúszásmentes és higiénikus!




### Egyedülálló és biztonságos billentési funkció

A szék mindkét oldaláról működtethető, így a gondozó számára megfelelő munkapozíciót biztosít, a felhasználó számára pedig megnyugtató a billenés közben.



### Állítható kartámasz alapfelszereltségként

Könnyen a különböző felhasználói igényekhez igazítható. Magasságban és szélességben egyaránt állítható, +/- 6 cm mindkét irányban.



### Többszörösen állítható fejtámasz

A fejtámaszt úgy tervezték, hogy maximális kényelmet és rugalmasságot biztosítson, és a különböző felhasználói igényekhez igazítható.



# Swift Mobil 24"-2

A Swift Mobil 24"-2 egy önjáró modell, amelyet a független felhasználók számára terveztek.

## Könnyen manőverezhető

A zuhanyzó komódszék egyszerűen használható és könnyen manőverezhető. A hátsó kerekek a maximális irányíthatóság érdekében vannak elhelyezve, és könnyen elérhetőek. A felhajtható kartámaszok és a kerekek előtti nagyvonalú tér lehetővé teszi a könnyű oldalsó átültetést. Az ülőfelület viszonylag egyenes alakja szintén megkönnyíti az oldalsó átültetést.

## Kényelmes ülés

A könnyebb hozzáférés érdekében az ülésnek van egy hátsó nyílása és egy higiéniai mélyedés elől. Az ülést úgy tervezték, hogy a felhasználó testtartásától és medencetávolságától függetlenül kényelmet biztosítson. A további kényelem érdekében ergonomikus puha ülések is kaphatók.

## Számos felhasználói igényt kielégít

A Swift Mobil 24"-2 számos felhasználói igényhez és mérethez igazítható. Alapfelszereltségként 160 kg-os maximális felhasználói súlyt biztosít, és az ülés és a padló közötti magassága állítható (45-60 cm). A kartámaszok magasságban és szélességben is állíthatóak, a puha háttámla pedig a pozicionálás és a kényelem érdekében állítható.

A nagyobb felhasználók számára extra széles hátsó keretet kínálunk, amely további 6 cm-t biztosít a kartámaszok között. A lábtartóhoz szélesítő készlet is kapható, amely 12 cm-rel növeli a lábteret.



Swift Mobil 24"-2	Tételszám.	Anyagok
Swift Mobil 24"-2	80229402	Alváz: porszórtan festett acél
Swift Mobil 24"-2, vödrös tartóval	80229407	Ülés/kartámaszok: polipropilén
Swift Mobil 24"-2, tálc tartóval	80229408	Háttámaszok: poliészter/horoggal és hurkapánttal
Alapfelszereltség: háttámla, ülés, kartámasz, lábtámasz és 4 zárható görgő.		Lábtartók: polipropilén
<b>Súly</b>	25,1 kg	Görgők: poliamid/TPE, zárható, golyóscsapágyas
<b>Méretek</b>	Teljes szélesség: 74 cm Szélesség a kartámaszok között: 42/48/54 cm	Hátsó kerekek: tömör gumiabroncsok, poliamid, golyóscsapágyas Fékek: poliamid, rozsdamentes acél
		max 160 kg / max 353 cm CE
		Kézi tisztítás: Tisztítsa a terméket oldószermentes tisztítószerrel, amelynek pH-szintje 6-9 között van, vagy 70%-os fertőtlenítő oldattal. Gépi tisztítás: A termék tisztítható szekrényes mosó- és fertőtlenítőgéppel max. 85 °C / 185 °F hőmérsékleten 3 percig. A felhasználó maximális súlya: 160 kg / 353 font.

## Jellemzők



### Könnyen manőverezhető

A hátsó kerekek elhelyezkedése megkönnyíti a szék előre mozgását, valamint az oldalsó áthelyezéseket.



### Állítható háttámla

Könnyen beállítható a testtartáshoz, a testalkathoz és a maximális kényelemhez. Két rögzítővel szerelve a tolórudak körül. Puha és gyorsan száradó anyag.



### Állítható ülés magasság

A Swift Mobil 24"-2 könnyen beállítható különböző rögzített magasságokba, szerszámmentes beállítással, ami biztonságos és kényelmes magasságot biztosít.



### Ergonomikus lábtartó

Az ívelt lábtáblák a lábfej és a boltozat alátámasztását biztosítják, így biztosítva a kényelmet, a stabilitást és a pihenést.



## Tartozékok



### Ülés zárt hátul

84001337

Hátul zárt ülés, amely elől higiéniai nyílással rendelkezik.

Anyag: A széken található, az ülőlapot az ülőlapra helyezik: Polipropilén



### Puha komfort ülés, 4 cm-es hátsó nyílás

80209519

Ergonomikusan formázott, jelentős puhaságú, kényelmes tehermentesítést és alátámasztást nyújtó ülés. Elöl mélyedéssel kialakított. Anyag: 1,5 mm: Poliuretán



### Puha komfort ülés, 2 cm-es hátsó nyílással

80209518

Jelentős puhasággal és kerek formákkal tervezve a maximális kényelem érdekében. Elöl mélyedéssel kialakítva.

Material: Poliuretán



### Puha komfort ülés, 4 cm

Kis nyílás 15 cm (6"): 80209507

Nagy nyílás 18 cm (7"): 80209506 Ergonomikusan formázott, puha komfortülés, elől mélyedésekkel.

Magassága a legalacsonyabb ponton 4 cm.

Material: Poliuretán



### Puha komfortülés, 2 cm

18 cm-es nyílás: 80209306

Alakított, puha komfortos ülés, elől mélyedéssel. Magassága a legalacsonyabb ponton 2 cm.

Anyag: A széket az ülőfelületre helyezik, az ülőfelületre helyezik: Poliuretán




### Üléshuzat

80209434

Kényelmes, zárt ülés, ha el akarja takarni a higiéniai nyílást. Használható a zuhanyzóban. Magassága 2 cm.

Anyag: 1,5 mm: Poliuretán



### Fejtámasz

80209521

Többszörösen állítható fejtámasz formázott párnával. Magasságban, mélységben, oldalirányban és szögben állítható. Tartóval együtt.

Anyag: Készlet: 1,5 mm: Párna: Poliuretán  
Tartószerkezet: Polipropilén: Rozsdamentes acél, polipropilén



### Fejtámasz függőlegesen

80209533

Függőleges háttámlával kombinálva a falhoz közelebbi elhelyezés. Közös jellemzők a fejtámlával, így biztosítva a funkcionalitást és a kényelmet.

Anyag: A háttámlára helyezett támlán található egy darab, a háttámlára helyezett támla: Párna:

Poliuretán

Tartószerkezet: Rozsdamentes acél



### Kényelmi borítás

80209455

Puha háttámla integrált kartámaszpárnákkal. A komfortpárna puha alátámasztást biztosít, miközben a kartámaszon lévő fogófelület szabadon marad.

Material: Polietilén



### Oldaltámasz

80209509

Puha oldaltámaszt nyújt és megkönnyíti a széken való pozicionálást. Szélességében állítható. Anyag: A háttámla egy részéből készült: Poliészter szövet, horog, polietilén.



### Szabványos háttámla

80209538

Illeszkedik a legtöbb felhasználóhoz, puha hálós háttámlát és kartámaszt tartalmaz.

Kompatibilis a letörölhető háttámlával. Állítható kartámaszok 6 cm-rel mindkét irányban. Material: poliészter, porszórót acél, rozsdamentes acél, polipropilén



### XL-háttámla

80209454

Nagyobb felhasználók számára, nagyobb helyet biztosít a hátnak és a vállaknak. Megnöveli a kartámaszok közötti szélességet 48/54/60 teljes szélességre. Anyag: Kiemelt anyag: poliészter, porszórót acél, rozsdamentes acél. polipropilén.



### Felegyenesedő hát

80209529

Optimális illeszkedéshez a falra szerelt WC-k fölé. Lehetővé teszi a szék 70 mm-rel közelebbi elhelyezését a falhoz a hagyományos háttámlakerethez képest. Anyag: A háttámla a háttámlához tartozik: Mint XL háttámla



### Törölhető háttámla

80209530


Kényelmes, ergonomikus formával és rugalmas alsó résszel. Állítható magasságú az optimális alátámasztás érdekében. Gyorsan letörölhető anyag és alkalmas mosógépbe vagy alagútba. Könnyen felszerelhető. Material: Polipropilén

## Tartozékok



### Keresztrúd

60,5 cm 80303034  
66,5 cm 80209452  
Biztonságos támaszték, amibe kapaszkodhat, vagy használhatja törzstámaszként is. A kartámaszhoz rögzíthető. Anyag: A karfára helyezhető, a karfára helyezhető, a karfára helyezhető: Alumínium, polietilén



### Csípőöv

80209440  
Könnyen állítható műanyag csattal. Hátul a hátsó csövek köré rögzíthető kampós pántokkal.  
Material: Poliészter



### Puha hátpárna

80209448  
Melegséget és puhaságot biztosít a felhasználónak. A kartámaszok belsejében használatos, ami lehetővé teszi a kartámaszok felhajtását és az oldalsó áthelyezéshez való hozzáférhetőség megteremtését.  
Anyag: A pólya és a pólya között található a következő anyag: Polietilén



### Mellkasi öv

80209442  
Könnyen beállítható és a háttámla kárpitjának pántjai köré rögzíthető. Csípőövvel való használata ajánlott.  
Anyag: A derékszíj és az övtámasz a bőröndön: Poliészter



### Karbantartó párna

80209508  
A kartámaszok körüli puhaság megteremtésére szolgál. Meleg, puha felületet biztosít a karok alátámasztására, miközben a fogófelület szabad marad, így biztonságos a felállítás. Párban értékesítve. Anyag: Kézi anyag: Polietilén



### Tál fedővel és fogantyúval

80209255  
Egyedi belső forma, amely megtöri a vízfolyást és megakadályozza a fröccsenést. A fedél fogantyúval rendelkezik, amely a serpenyőre rögzül, és biztosítja, hogy a tartalom ne lötyögjön ki.  
Material: Polipropilén



### Karbantartó féllábás

80209035  
Kontúros formájával támaszt nyújt az alkarnak. Külső oldalán hőszigetelő anyaggal ellátva. Illeszkedik a bal és a jobb kartámaszhoz.  
Anyag: A karfára helyezhető, a karfára helyezhető, a karfára helyezhető: Polietilén



### Serpényő:

Fedél nélküli serpenyő  
80209254 Fedél fogantyúval  
80209256  
Egyedülálló belső forma, amely megtöri az áramlást és megakadályozza a fröccsenést.  
Material: Polipropilén




### Karbantartó zár

80209445  
Egy reteszelőcsap, amelyet akkor kell használni, ha a kartámaszt le- vagy felhajtott helyzetben szeretné rögzíteni.  
Material: Rozsdamentes acél



### Tálcatartó

80209257  
Alkalmas mind az Etac serpenyőhöz, mind a hagyományos kórházi serpenyőkhöz. A külön megrendelhető tartozéktartókkal együtt használható.  
Anyag: A tálalótálakhoz tartozó tálalótálakhoz: Polipropilén




### Fröccsenésgátló

80209430  
Puha védelem a vizeletfröccsenések ellen az elején. Az ülés elülső mélyedésébe rögzíthető és könnyen eltávolítható.  
Anyag: Aszalóka: Poliuretán



### Tálcaszekrény

80209049  
A helyére tartja a panelt, amikor a zuhanyszékelt megdöntik. Kompatibilis a Swift Mobil Tiit-2 változatokkal és az Altóval.  
Anyag: 1,5 mm: Polipropilén



### Csípő/ mellkasi öv kárpitozott

80209524  
2 részből álló öv a pozicionáláshoz, amely csípő- vagy mellkasi övként is használható. 3 csattal állítható, 65-130 cm hosszúságig. A anyag kényelmes és gyorsan száradó, és határozott tartást biztosít a pozicionálás során.



### Rögzítő tartó

80209435  
Az ülés alá szilárdan rögzíthető, lehetővé téve a serpenyőtartók használatát. Csavarhúzóval felszerelve. Teljes készlet.  
Anyag: Készlet: 1,5 mm: Poliamid

## Tartozékok



### A serpenyő/csésze alacsonyan történő rögzítése

80209259

Akkor használható, ha a serpenyőt/ vödört alacsonyabban szeretné elhelyezni az ülés alatt. A serpenyő vagy a vödör tartókkal együtt szerelhető. 6 cm-rel lejjebb helyezi az ágytálcát/vödörtartót.

Anyag: Polipropilén



### Vödörös tartó

80209258

Magasabb peremű serpenyők/vödörök vagy ágytálcák tartójaként használható. A külön rendelhető rögzítő tartókkal együtt használható.

Anyag Polipropilén



### Vödör fogantyúval és fedéllel

80209265

Hagyományos vödör, amelyet vödörös tartóval használnak.

Anyag: A vödör a vödörökre helyezhető: Polipropilén



### Hátoldalra borulásgátló Swift Mobil Tilt-2

80209459

Védelmet nyújt a szék hátrafelé történő megbillenése ellen. Növeli a biztonságot, ha a súlypont messze hátra esik.

Anyag: A széket nem lehet elrontani: Polipropilén és alumínium



### Felborulásgátló hátlap Swift Mobil-2

Anti-tip A rögzítéssel együtt: 80209439 Anti-tip a rögzítés nélkül: 80209438 Védelmet nyújt a szék hátrafelé billenése ellen. Párban kapható.

Anyag: A székhez tartozó anyag: Polipropilén és alumínium



### Elülső csúszásgátló Swift Mobil-2

80209526

Védelmet nyújt a szék előrebillenése ellen. Tartalmazza a rögzítést. Párban kapható. Minden Swift Mobil modellhez illeszkedik.

Anyag: A székhez tartozó anyag: Rozsdamentes acél és polipropilén



### Billentő

80209449

Megkönnyíti az áthaladást pl. küszöbökön vagy rámpákon. Tartóval együtt eladó.

Anyag: Aszfalt: Polipropilén és alumínium



### Rövid lábtartó

80209520

Rövid lábtámasz, amely oldalirányban leng. 12,5 cm-re állítható, és 24-36,5 cm hosszúságú lábtámaszt biztosít. A lábtámasz lekerekített formájú. Párban áruljuk.

Anyaga: rozsdamentes acél és polipropilén



### Lábtartó felhajtható lábtáblákkal

80209446

Állítható magasságú és elfordítható lábtartók, összecusukható lábtámaszokkal. Azok számára, akiknek nyitottabb lábszögre van szükségük. A sarokpántok a tartozék. Párban kapható.

Anyag: A cipőtalp és a lábfej: rozsdamentes acél és polipropilén



### Szélesítő készlet lábtartó

80209525

Adapterek az extra lábtérért. Növeli a lábtartók közötti szélességet 12 cm-rel. Tartalmazza az összes XL/széles hátú konfigurációt. Párban kapható.

Anyag: Készlet: 1,5 mm: Poliamid



### Láb- és vádlitámasz

80209437

Állítható szögű lábtámasz, amely a bal és a jobb lábához egyaránt használható. 4 rögzített szögű pozícióval rendelkezik. Darabonként eladva.

Anyag: 1,5 mm: Anyag: rozsdamentes acél és ABS-műanyag



### Fedél láb- és vádlitámasz

80209535

A puha felület fokozza a vádli és a lábtámasz kényelmét. Könnyen felszerelhető a támaszra csúsztatással. Gyorsan tisztítható egy egyszerű törléssel. Material: Poliészter, poliuretán, nejlon, spandex.



### Lábtámasz a láb és a vádli alátámasztásához

80209443

Külön láblemezzel ellátott készlet, amely a láb- és vádlitámaszsal együtt szerelhető fel.

Anyag: A lábtámasz és a lábfej: ABS műanyag



### Szögletes lábtartó plusz

80209531

A lábtartót 5 cm-rel távolabb hozza a kerettől. Párban kapható.

Anyag: A lábtámasz egy darabból áll: Rozsdamentes acél és poliuretán

## Tartozékok



### Szögletes lábtartó mínusz

80209532

A lábtartót 4 cm-rel közelebb hozza a kerethez. Párban kapható.

Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél és poliuretán



### Hátsó kerékkészlet 24"

80209436

24" hátsó kerekek tömör gumiabroncsokkal és beépített billenésgátlóval. Könnyen felszerelhető.

Tartalmazza a rögzítést és a féket. Swift Mobilhoz, nem Swift Mobil Tilthez való. Anyag: Fekvőrendszer: 1,5 mm: Poliamid, rozsdamentes acél, poliuretán alumínium.



### Amputált lábtámasz

80209510

Állítható magasságban, hosszban és szögben. Jobb és bal oldalon is használható. Ha a felhasználó amputált, javasoljuk, hogy használjon billenésgátlót.

Anyag: A tompa és a tompa és a tompa között: Rozsdamentes acél és poliuretán



### Sarokpántok

80209553

Lábtányérokra szerelve. Megakadályozza a lábak hátrafelé csúszását. Állítható hosszúságú. Párban kapható.

Anyag: A lábakhoz tartozó lábszárak: Poliészter

Lásd a mosási utasításokat a 10. oldalon.



## Mosási útmutató

Hátul zárt ülés, Soft Comfort ülések és ülészuzat, fejtámla, fejtámla függőlegesen, kartámasz zár, fröccsenésvédő, serpenyő, serpenyőtartó, tartozéktartó, alacsony rögzítésű rögzítés, vödörtartó, vödör, billenésgátló, dönthető, lábtámasz, láb- és vádlítámasz, amputált lábtámasz, szögletes lábtámasz, hátsó kerék 24" készlet, törölhető háttámla.



Háttámasz kárpitozás, Csipő/ mellkasi öv kárpitozás, Csipőöv, Mellkasi öv, Sarokszíj



Puha párnák, Comfort huzat, Puha hátpárna, Karfatámasz párna, Karfatámasz féllábszár, Keresztrúd, Fedett láb- és vádlítámasz



### Mosási szimbólumok magyarázata



Gépi mosás - max. hőmérséklet 60 °C / 140 °F



Kézi tisztítás: Tisztítsa a terméket oldószermentes tisztítószerrel, amelynek pH-szintje 6-9 között van, vagy 70%-os fertőtlenítő oldattal.




Gépi tisztítás: A termék tisztítható szekrényes mosó- és fertőtlenítőgépekben max. 85 °C / 185 °F-on 3 percig.




## Mérések




Modell	Hosszúság	Szélesség	Ülésmagasság	Hátmagasság	Ülésmélység
Swift Mobil-2	93 cm	58/64 cm	44/59 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	61/64/70 cm	44/59 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	74 cm	45/60 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil Tilt-2	102 cm	58/64 cm	47,5/62,5 cm	55 cm	46,5 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	102 cm	61/64/70 cm	47,5/62,5 cm	55 cm	46,5 cm



Modell	Lábtartó magassága	Ülés szélessége	Karfa magassága	Karfatámasztól karfatámaszig	Mélység a falhoz képest
Swift Mobil-2	34/46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	54 cm (47 cm*)
Swift Mobil-2 XL	34/46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	54 cm
Swift Mobil 24"-2	34/46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	67 cm
Swift Mobil Tilt-2	34/46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	60 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	34/46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	60 cm



Modell	Magasság	Görgők	Szabad tér a WC felett	Szabad tér a WC felett	Hátsó kerék
Swift Mobil-2	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	40-55 cm	-
Swift Mobil-2 XL	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	40-50 cm	-
Swift Mobil 24"-2	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	41-56 cm	61 cm
Swift Mobil Tilt-2	100-115 cm	12,5 cm	40 cm	43,5-58,5 cm	-
Swift Mobil Tilt-2 XL	100-115 cm	12,5 cm	40 cm	43,5-58,5 cm	-



Modell	Fordulási sugár	Maximális felhasználói súly	Súly
Swift Mobil-2	ø 99 cm	160 kg	16,6 kg
Swift Mobil-2 XL	ø 99 cm	160 kg	17,3 kg
Swift Mobil 24"-2	ø 121 cm	160 kg	25,1 kg
Swift Mobil Tilt-2	ø 104 cm	160 kg	20,4 kg
Swift Mobil Tilt-2 XL	ø 104 cm	160 kg	21 kg

\* 8022 9489, 8022 9490, 8022 9491



Az Etac az innovatív segédeszközök és betegmozgató berendezések világelső fejlesztője. 1973 óta elköteleztünk vagyunk az alábbiak javítása iránt az egyén, a családtagok és az ápolók életminőségének javítását.

A termékek rendeltetéséről és a legfrissebb információkról a [www.etac.com](http://www.etac.com) oldalon tájékozódhat.

Etac

+46 371 587 330

[info@etac.se](mailto:info@etac.se) [www.etac.com](http://www.etac.com)



**etac**<sup>®</sup>

Creating Possibilities