

G10 kolposzkópok

NŐGYÓGYÁSZAT



Magyar termék



G10 kolposzkópok

ALPHA



Ergonomikus markolat



*Beépített, bekapcsolható
Safety Green Filter™ zöld szűrő,
A szűrő biztonságosan el van rejtve a fényforrásban,
így nem sérülhet meg, és kezelni is egyszerűbb.*



*Könnyen mozgatható gázrugós
karrendszer*



*Nagy teljesítményű, kettős
direkt fényű LED, (Dual Direct Light™),
A LED-ek természetes színeket biztosítanak
a vizsgálatokhoz.*



*Új, megnövelt stabilitású
gurulós állvány*

G10 technikai adatok:

- Fej: +/-15°-ban dönthető, magassága állítható és elfordítható
- Fej forgathatósága: 310°
- Fej fénymenete 45°-ban döntött
- Szentávolság állítás: 55-75mm között lehetséges
- Dioptria állítás: a bal okuláron +5D és -5D érték között lehetséges
- Munkatávolság: 200 mm
- Okulárok: WF 10x/20 mm, gumi szemkagylóval felszerelve
- Teljes nagyítás: 10x
- Látott terület: 22 mm
- Bekapcsolható (Safety Green Filter™) zöld szűrő
- Megvilágítás: nagy teljesítményű, kettős direkt LED (Dual Direct Light DDL™) fényforrás, 4000K, >50.000 lux, karon elhelyezett fényerőszabályzóval
- 470 x 470 mm alapterületű, négy görgővel rendelkező (kettő fékezhető), könnyen mozgatható, fém állvány
- A műszer tömege 12 kg
- Legnagyobb kinyúlás a függőleges rúdtól: 430 mm
- Csavarokkal rögzíthető elfordulási pontok
- Gázrugós kar függőleges állítási tartománya: +/-150 mm
- Kiegészítők a csomagban: porvédő, gumi szemkagyló, DC 12V-os, fali tápegység, táphosszabbító, használati útmutató




GREEN POWER

*A LED világításnak köszönhetően
minimális a műszer áramfelvétele.*



G10 kolposzkópok

Méretetek:



Kiegészítők:

Okostelefonos adapter



A legtöbb okostelefon könnyen csatlakoztatható az adapter segítségével

Egyedi felszerelő készletek vizsgáló székekhez:



Példa a felszerelőkészletre Lemi Gyno típusú szék esetében. Számos széktípushoz rendelkezünk felszerelő készlettel. Egyéb széktípusok esetén felmérés alapján készítünk egyedi alkatrészeket.



3 év
prémium
garancia

**Minden
nálunk vásárolt
Alpha kolposzkópra
3 év prémium garanciát
vállalunk!**

A prémium garancia előnyei:

- 2 munkanapon belül megtörténik a hibaelhárítás
- Nem kell a készüléket beszállítani szervizünkbe, mert minden esetben a helyszínen végezzük a javítást!



elektro-optika
30 éve a mikroszkópok magyar szakértője
www.elektro-optika.hu

