

microlife®

A partner for people. For life.



Pitvarfibrilláció érzékelés

AFIBsens

Az első lépés a sztrók megelőzéséhez.

Bluetooth®

BP B6 Connect

Vérnyomásmérő készülék

- PC connection with BP Analyzer software and USB cable included
- Comfortable, preformed cuff for most arm sizes (22–42 cm)
- MyBP: diagnostic 7-day average following international hypertension guidelines

Jellemzők



Nagy pontosság a pitvarfibrilláció (AF) felismerésében, a sztrók megelőzéséhez.



IHB a szabálytalan szívritmus észlelése.



Gentle+ optimális sebesség- és nyomásszabályzás a kényelmes mérésekhez.



A vérnyomás értékek könnyen leolvasható besorolása LED jelzőfényel.



A mért érték és a memóriában tároltak átlagának viszonyítása, szintvonalas kijelzése.



2 felhasználó 99 mérési adatai a memóriában személyenként.



A mandzsetta helyzetének ellenőrzése.



Microlife Connected Health+ App

- Bluetooth® 4.2 az automatikus adatátvitelhez minden mérést követően.
- Tájékoztató itt: www.microlife.com/connect



MAM: Microlife Analizált Mérés

- Bekapcsolható: 3 mérés 1 gombnyomásra és középérték kiszámítása a kiemelkedő megbízhatóság érdekében.
- A magas vérnyomás pontos mérése és a terápia ellenőrzése.

Klinikailag validált

A Brit Hipertónia Társaság (BIHS) szerint a legjobb, klinikai A/A fokozatú mérési pontosság.



12+ years



Validált és ajánlott 12 év feletti gyermekek, felnőttek, cukorbeteg, vesebeteg, terhesek (preeklampszia), elhízottak részére.



The Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Microlife Corp. által történő bármilyen felhasználásuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Microlife AG Espenstrasse
139
9443 Widnau /
Switzerland
www.microlife.com

Microlife Magyarország Kft.
1096 Budapest, Thaly K. u. 22-24.
Tel. +36 / 30 933 6159
Email: iroda@microlife.hu
www.microlife.hu

CE0044

5 év
garancia