

Festett acél elektromos emelő
 Löve-personne électrique en acier peint Grúa
 eléctrica de traslado de acero pintado Elevador
 elétrico de pessoa de aço pintado Elevador
 elétrico de pessoa de aço pintado



Muevo HOME Light

Cod. **RI905**



TIMOTION

Vészhelyzet
leállító gomb

Pemowad/e
karok

Felújítható,
párnázott
háttámlával
szállítva

Vezérlődoboz a
töltőegységgel és a
töltöttségi szint
kijelzésével.

Pernote vezérlés az
emeléshez
és a lábak nyitása



Maximális terhelési
súly **135 Kg**



Roo' PLA201
Szabványos, állítható
heveder/tülés
tartozéka

temo ad/e/legs

4 tartó, melyből 2 a
dobokkal együtt
használható




Írányítói kézi lábak nyitása karral 46-tól 114
cm-ig (belső méret)
és elektromos emelés 84 és 119 cm között



ÇOC RIR801
1 csatornás távirányító

Műszaki jellemzők

MÉRETEK ÉS SÚLYOK



A	B	C	D	E
100ci	12ci	84 119ci	52ci	int. 46-114cm
F	G	H	Kg	Icon
ext	93 cm	35 cm	39 kg	135 kg

Opcionális tartozékok az elektromos emelőhöz
 Accessoires optionnels pour lève-personne électrique
 Opcionális tartozékok a villamos emelőhöz
 Acessórios opcionais para elevador elétrico



Cod. RIA910



Az emelőkar a két vízszintes kar egyszerű eltávolításával felszerelhető a központi csapágyozott oszlopra. Ez lehetővé teszi a készülék betegemelőként való használatát aMUEVO betegemelő terméksalád hevedereit használva.

Lee a/ sE standard hevederek a

Műszaki jellemzők

D' M EN SIONS



A 125=155cm

B 147-177 cm

hevederek elektromos emelőhöz
 Sang les pour lève-personne électrique
 Arneses para grúa eléctrica

C Cestas para elevador elétrico

Cod. RIA201

Standard*



Műszaki jellemzők

MŰSZAKI ADATOK

Anyag
 100% poliészter szövet,
 szalag anŐ fonal

MÉRETEK

C			A		B
A	B	C			
56 cm	48 cm	45 cm			

Cod. RIA211

WC'



Műszaki jellemzők

MŰSZAKI ADATOK

Anyag
 100% poliészter szövet,
 szalag és fonal

MÉRETEK

C			A		B
A	B	C	D	E	
56 cm	48 cm	45 cm	32 cm	21 cm	

a nagyobb kényelem érdekében lehetőség van a KOALA kollekcíósorozat PP200, PP210, RP215 rögzítő rendszereinek kombinálására. Nézze meg a referencia oldalt

Cod. RIA220

Tartó/mozgathatóság



Műszaki jellemzők

SPECIFIKÁCIÓK

Anyag
 100% poliészter szövet,
 szalag és cérna

MÉRETEK

C			A		B
A	B	C			
65 cm	22 cm	45 cm			