

MŰSZAKI ADATOK:

	VertiHelp	VertiHelp UNI	VertiHelp UNI eFlow
Talplábak szétnyitása:	mechanikus	-	-
Max. biztonságos terhelhetőség (SWL) [kg]:	180	180	180
Méretek (H x Sz x M) [cm]:	90,5 x 63 x 102	95 x 62,2 x 102	95 x 62,5 x 102
Ülésmagasság [cm]:	80,7	80,7	80,7
Teljes ülőszélesség [cm]:	45	45	45
Ülés dőlésszöge [°]:	38	38	38
Térdtámasz magasságállítása (min./max.) [cm]:	43/51,5	43/51,5	43/51,5
Térdtámasz dőlésszöge [°]:	100	100	100
Talplábak min. szélessége (belső/külső) [cm]:	50/62	-	-
Talplábak max. szélessége (belső/külső) [cm]:	91/103	-	-
Fix talplábak szűkített részének szél. (belső/külső) [cm]:	-	26/38	26/38
Talplábak magassága [cm]:	7,5	7,5	7,5
Kerekek átmérője (fékes/fék nélküli) [cm]:	10/7,5	10/7,5	10/7,5
Min. fordulási átmérő [cm]:	120	106,7	106,7
Akkumulátor kapacitása [Ah]:	-	-	3,8 (LiFePO4)
Töltő (vezérlődobozba integrálva) [V/Hz]:	-	-	100-240 / 50/60
Távírányító funkciói:	-	-	előre/hátra
Tömeg [kg]:	35,5	33,5	42
Csomagolt méretek (H x Sz x M) [cm]:	105 x 97,5 x 150	94 x 70 x 52	94 x 70 x 52
Csomagolt tömeg [kg]:	70	43	51,5

EGYSZERŰ RENDELÉS:



MOBIL BETEGEMELŐ

VertiHelp | VertiHelp UNI | VertiHelp UNI eFlow



www.en.meden.com.pl

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK:

Övek:



normál



kiegészítő támasztással

Kétféle stabilizáló öv kapható: egy normál változat és egy kiegészítő támasztást nyújtó változat. Mindkettő az oldalsó csapokhoz rögzíthető.

Két méretben kapható: S/M vagy L/XL.

Szeretne többet tudni rólunk és további termékeinkről?



Olvassa be további információkért

Kövessen minket:



Meden-Inmed, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Lengyelország
telefon: +48 94 344 90 50, +48 94 347 10 40
e-mail: international@meden.com.pl, www.en.meden.com.pl

A szórólap többek között olyan orvostechnikai eszközökről tartalmaz információt, amelyeket képzett egészségügyi szakszemélyzetnek kell kezelnie, és a használati útmutatónak vagy a címkének megfelelően kell használni.

A VertiHelp / VertiHelp UNI / VertiHelp UNI eFlow kompakt, mobil eszköz, amely ideális azok számára, akiknek nehézséget okoz a járás, de segítséggel képesek ülni és felállni. A felhasználó egyik ülő helyzetből a másikba történő áthelyezésére szolgál – például fotelbe, székre, kerekesszékre, ágyba vagy WC-re, illetve onnan. Megkönnyíti az ilyen áthelyezéseket kötszercsere, az alsóruházat cseréje, valamint a higiénés és ápolási teendők során.

Az ápolási otthonok, kórházak, szanatóriumok napi gondozási munkájában és otthoni környezetben egyaránt megkönnyíti a mindennapos áthelyezéseket. Kis fordulási sugarának köszönhetően szűkebb helyiségekben is ideális.

AZ ESZKÖZ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:



Kórházak és egyéb
egészségügyi intézmények



Szanatóriumok



Ápolási
otthonok



Otthoni
használat



Álló helyzetű áthelyezés

Az eszköz álló helyzetben segíti az áthelyezést, így a felhasználó kényelmesen juthat el a szék, a kerekesszék, az ágy és a WC között.



Rövid távolságú áthelyezés

Rövid távolságú használatra tervezve a VertiHelp / VertiHelp Uni / VertiHelp UNI eFlow eszközök ideálisak a gyors áthelyezésekhez, miközben a folyamat során végig megőrzik a felhasználó méltóságát és kényelmét.



Célcsoport

Különösen előnyös azoknak a betegeknek, akik önállóan vagy minimális segítséggel képesek felállni.



Fokozott biztonság

Alapvető támaszt nyújt az áthelyezések során, csökkenti az esések és sérülések kockázatát, és gördülékenyebb átmenetet biztosít a testhelyzetek között.



Modellválaszték

Többféle modell érhető el, így mindenki kiválaszthatja az egyéni igényeinek leginkább megfelelőt.

ELŐNYÖK:



Két nagy fogantyú
a segítő számára az eszköz mozgatásához, valamint egy felhasználói fogantyú, amely támaszt nyújt a beszálláskor vagy az áthelyezés során.



Állítható térdtámasz
amely támaszt nyújt félig álló helyzetbe emelkedéskor, és megtámasztja a beteg lábát az áthelyezés során.



Fékezhető hátsó kerekek
a nem szándékos elmozdulás megakadályozására (pl. amikor a felhasználó leül).



Akasztó (opcionális)
mindkét oldalon – a beteg stabilizáló övének rögzítéséhez (hurkokkal vagy csatokkal).



Ülésrészek
amelyek oldalra elfordíthatók, megkönnyítve a felhasználó elhelyezkedését.

VERTIHELP MOBIL BETEGEMELŐ

FŐ JELLEMZŐK



Talplábak szétnyitása
Tartomány: 50–91 cm



Lábpedál
Lehetővé teszi a talplábak terpesztésének egyszerű állítását, ami az alacsony lábtartóval együtt megkönnyíti a kerekesszékek, ágyak stb. megközelítését.



Azonnal használható
Kicsomagolás után az eszköz azonnal használatra kész.



FŐ JELLEMZŐK



Talplábak szűkített része
A talplábak közötti kis távolság megkönnyíti a hozzáférést pl. olyan székekhez, amelyek lábai között szűk a rés.



Kiegészítő kerekek
2 extra kerék, amely növeli az eszköz és a beteg stabilitását.



Kis szállítási méret
Az eszközt részben szétszerelt formában (a felső rész és a lábtartó külön), kis kartondobozban szállítjuk, ami helyet takarít meg a szállítás során.



FŐ JELLEMZŐK



Kézi vezérlő + tartó (mágneses rögzítés)
A motoros kerék elektromos vezérlése (előre/hátra). Az eFlow hajtás a fogantyúk elengedése nélkül működtethető, így egyszerre tartható teljes kontroll alatt az irány és a sebesség.



eFlow hajtás
Hajtómodul motoros kerékkel.



Kis szállítási méret
Az eszközt részben szétszerelt formában (a felső rész és a lábtartó külön), kis kartondobozban szállítjuk, ami helyet takarít meg a szállítás során.



Talplábak szűkített része
A talplábak közötti kis távolság megkönnyíti a hozzáférést pl. olyan székekhez, amelyek lábai között szűk a rés.



Kiegészítő kerekek
4 extra kerék, amely növeli az eszköz és a beteg stabilitását.