REBOTEC®

Betegemelők és felállító emelők



rebotec.de

REBOTEC®

ARNOLD 125

Betegemelő

Felszereltség:

- Elektromos emelőkar
- 24 V-os motor / zárt (száraz) akkumulátor
- Vezetékes távirányító
- Vészleállító
- Vészleeresztés
- Padlószintig leengedhető
- Alacsony kialakítású alapváz
  = jól aláfuttatható (ágy, fotel alá)
- Az alváz szélessége
  pedállal állítható
- Forgó görgők, a hátsó görgők fékezhetők
- 5 perc alatt összeszerelhető
- 125 kg testsúlyig engedélyezett


Cikkszám: 310.00.10



Tartozékok:

- Széles, négypontos hevederakasztó Arnold 125/150-hez
  Méretek (Sz x Mé x Ma): 56 cm x 33 cm x 14,5 cm

Cikkszám: 420.10.42





Típus:	Arnold 125
Max. testsúly:	125 kg
Emelési magasság (min.):	62 cm
Emelési magasság (max.):	156 cm
Aláfutási magasság:	13 cm
Saját tömeg:	38 kg
Cikkszám:	310.00.10

REBOTEC®

ARNOLD 150

Betegemelő

Felszereltség:

- Elektromos emelőkar
- 24 V-os motor / zárt (száraz) akkumulátor
- Vezetékes távirányító
- Vészleállító
- Vészleeresztés
- Padlószintig leengedhető
- Alacsony kialakítású alapváz
  = jól aláfuttatható (ágy, fotel alá)
- Az alváz szélessége
  pedállal állítható
- Forgó görgők, a hátsó görgők fékezhetők
- 5–6 perc alatt összeszerelhető
- 150 kg testsúlyig engedélyezett

Cikkszám: 320.00.10

Arnold 150 PW600 mérleggel


- Szettben

Cikkszám: 320.06.10

Tartozékok:

- Széles, négypontos hevederakasztó
  Arnold 125/150-hez
  Méret: 56 x 33 x 14,5 cm (Sz x Mé x Ma)

Cikkszám: 420.10.42





- Cikkszám: 420.10.42



Típus:	Arnold 150
Max. testsúly:	max. 150 kg
Emelési magasság (min.):	55 cm
Emelési magasság (max.):	174 cm
Aláfutási magasság:	13 cm
Saját tömeg:	43 kg
Cikkszám:	320.00.10

REBOTEC®

JAMES 150

Felállító emelő


Felszereltség:

- Elektromos emelőkar
- 24 V-os motor / zárt (száraz) akkumulátor
- Vezetékes távirányító
- Vészleállító
- Vészleeresztés
- Padlószintig leengedhető
- Alacsony kialakítású alapváz
  = jól aláfuttatható (ágy, fotel alá)
- Az alváz szélessége
  pedállal állítható
- Forgó görgők, a hátsó görgők fékezhetők
- 150 kg testsúlyig engedélyezett

Cikkszám: 320.02.10

Tartozékok:

- Tépőzáras vádlipánt
  Cikkszám: 321.90.02
- Oldalsó kapaszkodófogantyú
  Cikkszám: 320.60







Típus	James 150
Max. testsúly:	max. 150 kg
Emelési magasság (min.):	84 cm
Emelési magasság (max.):	150 cm
Aláfutási magasság:	13 cm
Saját tömeg:	53 kg
Cikkszám:	320.02.10

TARTOZÉKOK

• Betegemelőkhöz



1. Univerzális emelőheveder

• Sokoldalú, kiemelkedően kényelmes heveder
• Párnázott
• Kivehető hátmerevítő
• Vízálló, mosható
• Anyaga: nejlon
• 250 kg testsúlyig engedélyezett

S méret


Cikkszám: 321.10.10

M/L méret

Cikkszám: 321.10.20

XL/XXL méret

Cikkszám: 321.10.30



2. Univerzális emelőheveder integrált fejtámasszal

• 300 kg testsúlyig engedélyezett

M/L méret

Cikkszám: 321.40.20

3. Bariátriás emelőheveder

• 300 kg testsúlyig engedélyezett

XL méret


Cikkszám: 321.40.40



4. Higiéniás (WC) emelőheveder

• 250 kg testsúlyig engedélyezett

Cikkszám: 321.50.00



5. Tépőzáras higiéniás (WC) emelőheveder



• 250 kg testsúlyig engedélyezett

M méret

Cikkszám: 321.50.20

L méret

Cikkszám: 321.50.25

XL méret

Cikkszám: 321.50.30

6. Háló- / fürdetőheveder



• Sokoldalú, kiemelkedően kényelmes heveder
• Kivehető hátmerevítő
• Vízáteresztő
• Víztaszító
• Anyaga: nejlon
• 300 kg testsúlyig engedélyezett

S méret

• Lábpárnázás és hátmerevítés nélkül

Cikkszám: 321.20.10

M/L méret

Cikkszám: 321.20.20

XL/XXL méret

Cikkszám: 321.20.30

REBOTEC®

TARTOZÉKOK

7. Fekvő emelőheveder fejtámasszal

- Külön lábhevederek
- 250 kg testsúlyig engedélyezett

Cikkszám: 321.60.20



8. Fekvő emelőheveder

- Teljesen vízszintes fekvő helyzet
- 250 kg testsúlyig engedélyezett

Cikkszám: 321.60.30



9. Széles, négypontos hevederakasztó

- Arnold 125/150-hez
- Méretek: 56 x 33 x 14,5 cm

Cikkszám: 420.10.42



TARTOZÉKOK

10. PW 600 mérleg



- Arnold 125/150-hez alkalmas
- III. pontossági osztály
  - 2017/745 EU (MDR)
  - Kockázati osztály: I m
  - 2014/31 EU
- Hevedertartóval együtt
- Hagyományos elemekkel működik (6xAAA)
- Mérési pontosság (e = 100 gramm)
- 150 kg testsúlyig engedélyezett

Cikkszám: 420.06.00

Felállító emelőkhöz

11. Heveder felállító emelőkhöz



- 250 kg testsúlyig engedélyezett

M/L méret

Cikkszám: 321.70.20

XL méret

Cikkszám: 321.70.30

XXL méret

Cikkszám: 321.70.40

12. Tépőzáras vádlipánt

- James 150-hez

Cikkszám: 321.90.02



13. Oldalsó kapaszkodófogantyú

- James 150-hez alkalmas

Cikkszám: 320.60



REBOTEC®

Made in Germany!

REBOTEC®
Rehabilitationsmittel GmbH

Artlandstraße 57 – 59
49610 Quakenbrück I DE
+49 (0)5431 - 9416-0
@rebotec.de
www.rebotec.de

Technische Änderungen und Farbveränderungen vorbehalten! A műszaki és szinbeli változtatások jogát fenntartjuk! 26-08-01

rebotec.de